

|                                                                                   |                                                          |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Národní referenční laboratoř                             | Strana | 1 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy - zkoušení hnojiv</b>       | Vydání | 1 |
|                                                                                   | 20382.1 – Stanovení hustoty kapalných hnojiv pyknometrem | Revize | 0 |

## STANOVENÍ HUSTOTY KAPALNÝCH HNOJIV PYKNOMETREM

### 1 Rozsah a účel

Metoda je určena pro stanovení hustoty kapalných hnojiv.

### 2 Princip

Hustota kapalného vzorku se stanoví jako podíl hmotnosti a přesného objemu kapalného vzorku. Hmotnost se zjišťuje pomocí pyknometru s ověřeným objemem.

### 3 Chemikálie

- 1 Voda (deionizovaná, demineralizovaná nebo destilovaná).

### 4 Přístroje a pomůcky

- 1 Analytické váhy s přesností 0,0001 g.
- 2 Pyknometr.
- 3 Teploměr.

### 5 Postup

#### 5.1 Stanovení hustoty vzorku v pyknometru o známém objemu

Na analytických vahách se zváží čistý a suchý pyknometr o objemu ( $V$ ) se zátkou s přesností na 0,001 g a zaznamená se hmotnost ( $m_0$ ). Pak se pyknometr naplní po okraj zábrusového otvoru kapalným hnojivem, do otvoru se opatrně zasune zátko tak, aby pyknometr a kapilára v zátce byly zcela zaplněny kapalinou. Povrch pyknometru se vysuší a stanoví se hmotnost pyknometru s vodou ( $m_2$ ) s přesností na 0,001 g.

#### 5.2 Stanovení hustoty vzorku v pyknometru o neznámém objemu

Na analytických vahách se zváží čistý a suchý pyknometr se zátkou ( $m_0$ ) s přesností na 0,001 g. Pak se pyknometr naplní po okraj zábrusového otvoru vodou (1). Poté se do otvoru opatrně zasune zátko tak, aby pyknometr a kapilára v zátce byly zcela zaplněny vodou (1). Povrch pyknometru se vysuší a stanoví se hmotnost pyknometru s vodou ( $m_2$ ) s přesností na 0,001 g. Stejný pyknometr se vysuší a následně se naplní po okraj kapalným hnojivem. Do otvoru se opatrně zasune zátko tak, aby pyknometr a kapilára v zátce byly zcela

|                                                                                   |                                                          |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Národní referenční laboratoř                             | Strana | 2 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy - zkoušení hnojiv</b>       | Vydání | 1 |
|                                                                                   | 20382.1 – Stanovení hustoty kapalných hnojiv pyknometrem | Revize | 0 |

zaplněny kapalinou. Povrch pyknometru se vysuší a stanoví se hmotnost pyknometru s kapalným vzorkem ( $m_1$ ) s přesností 0,001g.

**Tabulka č. 1. Závislost hustoty destilované vody na teplotě.**

| T (°C) | $\rho_k$ (g.l <sup>-1</sup> ) | T (°C) | $\rho_k$ (g.l <sup>-1</sup> ) |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 15     | 999,099                       | 22     | 997,772                       |
| 16     | 998,943                       | 23     | 997,540                       |
| 17     | 998,775                       | 24     | 997,299                       |
| 18     | 998,596                       | 25     | 997,047                       |
| 19     | 998,406                       | 26     | 996,786                       |
| 20     | 998,205                       | 27     | 996,515                       |
| 21     | 997,994                       | 28     | 996,235                       |

### Poznámky

- 1 Pokud není známý přesný objem pyknometru, je nutné porovnání hmotnosti stejného objemu měřené kapaliny a kapaliny o známé hustotě. Jako porovnávací kapalina se používá voda (1), jejíž hustota v závislosti na teplotě je stanovena s velkou přesností.
- 2 Při použití postupu 5.2 musí být teplota vody a kapalného hnojiva stejná. Ověřuje se pomocí teploměru.
- 3 Po vytemperování a uzavření pyknometru zátkou v něm nesmí zůstat žádné vzduchové bublinky.
- 4 Při manipulaci je třeba pyknometr držet za hrdlo, aby nedocházelo k zahřívání jeho obsahu.
- 5 Při stanovení hustoty vážením se tlak vzduchu zanedbává.

|                                                                                   |                                                          |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Národní referenční laboratoř                             | Strana | 3 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy - zkoušení hnojiv</b>       | Vydání | 1 |
|                                                                                   | 20382.1 – Stanovení hustoty kapalných hnojiv pyknometrem | Revize | 0 |

## 6 Výpočet a vyjádření výsledků

### 6.1 Výpočet a vyjádření výsledků pro postup 5.1

Hustota měřeného vzorku  $\rho$  se vyjadřuje v  $\text{g.l}^{-1}$  a vypočítá se podle vztahu

$$\rho = \frac{m_1 - m_0}{V}$$

- $\rho$  hustota měřeného vzorku ( $\text{g.l}^{-1}$ ),  
 $m_0$  hmotnost čistého a suchého pyknometru (g),  
 $m_1$  hmotnost kapalného vzorku a pyknometru (g),  
 $V$  přesný objem pyknometru.

### 6.2 Výpočet a vyjádření výsledků pro postup 5.2

Hustota měřeného vzorku  $\rho$  se vyjadřuje v  $\text{g.l}^{-1}$  a vypočítá se podle vztahu

$$\rho = \frac{m_1 - m_0}{m_2 - m_0} \times \rho_k$$

- $\rho$  hustota měřeného vzorku ( $\text{g.l}^{-1}$ ),  
 $m_0$  hmotnost čistého a suchého pyknometru (g),  
 $m_1$  hmotnost kapalného vzorku a pyknometru (g),  
 $m_2$  hmotnost vody (1) a pyknometru (g),  
 $\rho_k$  hustota vody (1) při známé teplotě ( $\text{g.l}^{-1}$ ).

## Poznámky

- 6 *Do výpočtu se použije tabulková hodnota hustoty vody (1) ( $\rho_k$ ) podle tabulky č. 1 odpovídající teplotě stanovení.*

## 7 Literatura

- 1 Brož J. Základy fyzikálních měření. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, čl. 2.1.4.2.