


|                                                                                   |                                                                                                              |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                               | Strana | 1 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>         zkoušení hnojiv</b>                                              | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulantů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

## STANOVENÍ OBSAHU STIMULÁTORŮ RŮSTU – o-NITROFENOL, p-NITROFENOL, 5-NITROGUAJAKOL METODOU HPLC


### 1 Rozsah a účel

Metoda specifikuje podmínky pro stanovení nitrofenolů a guajakolu v hnojivech.


### Poznámky

1 Nitrofenoly a guajakol se používají jako stimulanty růstu rostlin. Spolu s těmito látkami se vyskytují i doprovodné nečistoty 2,4-dinitrofenol, 2,6-dinitrofenol a 3-nitroguajakol, které je možno touto metodou také stanovit.


*o*-nitrofenol,  $C_6H_5NO_3$



*p*-nitrofenol,  $C_6H_5NO_3$



5-nitroguajakol,  $C_7H_7NO_4$




### 2 Princip

Vzorek hnojiva se extrahuje roztokem okyseleného methanolu a stimulanty se v extraktu stanoví metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi C 18 s UV detekcí při vlnové délce 345 nm.

### 3 Chemikálie

Používají se chemikálie analytické čistoty, pokud není uvedeno jinak.


- 1 Voda (deionizovaná, demineralizovaná nebo destilovaná).
- 2 Metanol, čistoty HPLC.

|                                                                                   |                                                                                                               |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                                | Strana | 2 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>         zkoušení hnojiv</b>                                               | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulatorů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

- 3 Kyselina fosforečná,  $H_3PO_4$ , 85 %,  $\rho(H_3PO_4) = 1,71 \text{ kg/l}$ .
- 4 Kyselina fosforečná, roztok  $c(H_3PO_4) = 0,2 \text{ \% (V/V)}$ .  
 Příprava: Do 1000ml odměrné baňky s asi 500 ml vody (1) se přidá 1,4 ml koncentrované kyseliny fosforečné (3). Baňka se doplní vodou (1) po značku a promíchá.
- 5 Diisopropyleter.
- 6 Hydroxid sodný, NaOH.
- 7 Hydroxid sodný, roztok  $c(NaOH) = 0,1 \text{ mol/l}$ .  
 Příprava: Do 50ml kádinky se naváží 0,4 g hydroxidu sodného (6), rozpustí se ve 20 ml vody (1) a po vytemperování se kvantitativně převede do 100ml odměrné baňky, doplní se vodou (1) po značku a promíchá.
- 8 Mobilní fáze.  
 Příprava: V 1000ml odměrné baňce se postupně smísí 260 ml metanolu (2), 230 ml roztoku kyseliny fosforečné (4) a 10ml diisopropyleteru (5). pH mobilní fáze se upraví pomocí roztoku hydroxidu sodného (7) na hodnotu 2,82.
- 9 2-nitrofenol (orto-nitrofenol; 1-hydroxy-2-nitrobenzen;  $M_r = 139,11$ ;  $C_6H_5NO_3$ ), standardní látka, CAS 88-75-5.
- 10 4-nitrofenol (para-nitrofenol; 1-hydroxy-4-nitrobenzen;  $M_r = 139,11$ ;  $C_6H_5NO_3$ ), standardní látka, CAS 100-02-7.
- 11 5-nitroguajakol (2-methoxy-5-nitrofenol; 2-methoxy-1-hydroxy-5-nitrobenzen;  $M_r = 169,13$ ;  $C_7H_7NO_4$ ), standardní látka, CAS 636-93-1.
- 12 Základní směsný standardní roztok.  
 Příprava: Do 50ml odměrné baňky se s přesností 0,1 mg odváží 60,0 mg 2-nitrofenolu (9), 90,0 mg 4-nitrofenolu (10) a 30,0 mg 5-nitroguajakolu (11) a po rozpuštění v metanolu (2), se doplní metanolem (2) po značku.  
 Takto připravený základní směsný standardní roztok obsahuje 1,2 g/l 2-nitrofenolu, 1,8 g/l 4-nitrofenolu a 0,6 g/l 5-nitroguajakolu.

### Poznámky

- 2 *Pokud se budou stanovovat i doprovodné nečistoty (2,4-dinitrofenol, 2,6-dinitrofenol a 3-nitroguajakol, připraví se jejich základní směsné roztoky s obsahem 1,0 g/l).*

|                                                                                   |                                                                                                               |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                                | Strana | 3 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>         zkoušení hnojiv</b>                                               | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulatorů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

#### 4 Přístroje a pomůcky

- 1 Analytické váhy s přesností 0,1 mg.
- 2 Analytické váhy s přesností 0,001 g.
- 3 Vysokoučinný kapalinový chromatograf s UV detekcí.
- 4 Automatická pipeta, rozsah (0,1 – 5,0) ml.
- 5 Membránový filtr 0,45 µm.

#### 5 Pracovní postup

##### Kalibrace

Do 50ml odměrných baněk se pipetuje základní směsný standardní roztok (12) podle tabulky č. 1., doplní se po značku mobilní fázi (8) a důkladně se promíchá.

**Tabulka č. 1. Příprava kalibračních roztoků.**


| Kalibrační bod | Objem směsného základního standardního roztoku (12) (ml) | <i>c</i><br>2-nitrofenol<br>(mg/l) | <i>c</i><br>4-nitrofenol<br>(mg/l) | <i>c</i><br>5-nitroguajakol<br>(mg/l) | <i>c</i><br>nečistoty<br>(mg/l) |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 0              | 0                                                        | 0                                  | 0                                  | 0                                     | 0                               |
| 1              | 1,0                                                      | 24,0                               | 36,0                               | 12,0                                  | 2,0                             |
| 2              | 2,5                                                      | 60,0                               | 90,0                               | 30,0                                  | 5,0                             |
| 3              | 5,0                                                      | 120,0                              | 180,0                              | 60,0                                  | 10,0                            |

Kalibrační roztoky se postupně dávkují na chromatografickou kolonu. Z hodnot ploch píků, odpovídajících jednotlivým kalibračním roztokům, se sestrojí kalibrační křivka.

##### Příprava extraktu

Do 50ml odměrné baňky se naváží asi (1,5 – 15) g zhomogenizovaného vzorku s přesností 0,1 mg a doplní se po značku mobilní fázi (8). Takto připravený extrakt, popř. po naředění, se přefiltruje přes membránový filtr 0,45 µm nebo odstředí a použije k nástřiku na chromatografickou kolonu.

V každé sérii se provádí stanovení vhodného kontrolního vzorku (IRM nebo duplicitní vzorek).

|                                                                                   |                                                                                                               |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                                | Strana | 4 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>zkoušení hnojiv</b>                                                        | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulatorů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

### Chromatografické podmínky HPLC stanovení

Kalibrační roztoky i extrakty zkušebních vzorků se měří za separačních podmínek chromatografického systému, které jsou uvedeny v tabulce č. 2.


Uvedené podmínky jsou doporučené a mohou být použity i jiné podmínky, za předpokladu, že poskytnou rovnocenné výsledky.

#### Tabulka č. 2. Chromatografické podmínky HPLC stanovení.

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kolona         | Symmetry Shield RP 18, (250 × 4,6) mm, 5µm, fy Waters nebo obdobná |
| Mobilní fáze   | (8)                                                                |
| Průtok         | 0,8 ml/min                                                         |
| Teplota        | Laboratorní                                                        |
| UV-detektor    | 345 nm                                                             |
| Objem nástřiku | 10 µl                                                              |
| Retenční časy  | 9,30 min – 5-nitroguajakol                                         |
|                | 12,0 min – 4-nitrofenol                                            |
|                | 13,5 min – 2-nitrofenol                                            |
| Run time       | 20 min                                                             |

### Poznámky

3 *Tímto postupem je možné současně stanovit i nečistoty 2,4-dinitrofenol, 2,6- dinitrofenol a 3-nitroguajakol.*

|                                                                                   |                                                                                                              |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                               | Strana | 5 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>         zkoušení hnojiv</b>                                              | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulantů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

## 6 Výpočet a vyjádření výsledků

Obsah jednotlivých stimulantů ve vzorku, vyjádřený hmotnostním zlomkem v mg/kg (w) se vypočte podle vztahu

$$w = \frac{c \times V \times V_1}{m \times a_1} \quad (\text{mg/kg}),$$

- c* koncentrace stimulantu v měřeném roztoku vzorku (mg/l),  
*V* celkový objem extraktu (ml),  
*m* hmotnost navážky vzorku (g),  
*V*<sub>1</sub> celkový objem extraktu po naředění (ml),  
*a*<sub>1</sub> alikvotní objem extraktu použitý k ředění (ml).


Nitrofenoly se vyjadřují jako sodné nebo draselné soli. Vypočtenou hodnotu je nutné násobit faktorem pro přepočítání na sodnou, případně draselnou sůl, viz tabulka č. 3.

### Tabulka č. 3. Přepočítání na sodné a draselné soli.

| Přepočítávací faktor pro Na <sup>+</sup> | Přepočítávací faktor pro K <sup>+</sup> | Analyt                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1,16                                     | 1,27                                    | 2-nitrofenol, 4-nitrofenol         |
| 1,13                                     | 1,23                                    | 3-nitroguajakol, 5-nitroguajakol   |
| 1,11                                     | 1,21                                    | 2,4-dinitrofenol, 2,6-dinitrofenol |

## 7 Literatura

- Podniková norma pro výrobu přípravku Atonic, Zdeněk Peza, Uherské Hradiště.
- Podniková norma ASAHI CHEMICAL MFG.CO.LTD., Ikomagun Nara, Japonsko.
- BULLETIN 2003, ročník VII. číslo 2/2003, Stanovení obsahu stimulantů růstu v hnojivech (část III) VÚ A2-2002.
- Dudíková, L.: Závěrečná zpráva vývojového úkolu VÚ A2-2002.

|                                                                                   |                                                                                                               |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|  | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský<br>Národní referenční laboratoř                                | Strana | 6 |
|                                                                                   | <b>Jednotné pracovní postupy –<br/>         zkoušení hnojiv</b>                                               | Vydání | 2 |
|                                                                                   | 20261.1 – Stanovení obsahu stimulatorů růstu –<br>o-nitrofenol, p-nitrofenol,<br>5-nitroguajakol metodou HPLC | Revize | 1 |

Obrázek č. 1. Ukázka chromatogramu.

