	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř	Strana	1
	Jednotné pracovní postupy – analýza půd	Vydání	1
	30980.2– Stanovení obsahu C_{OX} , C_{TOT} , N_{TOT} a glomalinu metodou NIRS	Revize	0

STANOVENÍ OBSAHU C_{OX} , C_{TOT} , N_{TOT} A GLOMALINU METODOU NIRS

1 Rozsah a účel


Metoda je určena pro stanovení oxidovatelného uhlíku (C_{OX}), celkového obsahu uhlíku a dusíku (C_{TOT} a N_{TOT}) a glomalinu ve vzorcích půd v organickém a minerálním horizontu.


2 Princip

Vzorky půd se měří metodou NIR spektroskopie v blízké infračervené spektrální oblasti ($4\ 000 - 10\ 000$) cm^{-1} , tj. ($1\ 000 - 2\ 500$) nm s reflektanční detekcí. Vyhodnocení stanovených parametrů se provádí matematickými statistickými postupy z kalibračního modelu. Kalibrační model pro určitý parametr vyjadřuje míru korelace mezi výsledky získanými NIR metodou a laboratorní referenční metodou (LRM).

Měření probíhá v pevném vzorku, který se před měřením předupraví sušením při laboratorní teplotě, mletím a důkladnou homogenizací. Schéma NIR analýzy je znázorněno na obrázku 1.

Obr. 1. Schéma NIR analýzy.



	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř	Strana	2
	Jednotné pracovní postupy – analýza půd	Vydání	1
	30980.2– Stanovení obsahu C_{OX} , C_{TOT} , N_{TOT} a glomalinu metodou NIRS	Revize	0

3 Přístroje a pomůcky

- 1 Spektrometr měřící v blízké infračervené spektrální oblasti NIR (FT-NIR).
- 2 Křemenná měřící kyveta o vhodném průměru.
- 3 Laboratorní mlýn na zeminy (např. Fritsch Pulverisette 8 nebo obdobný).

4 Příprava vzorků

Metoda NIR spektroskopie nevyžaduje speciální přípravu vzorků, ale musejí být dodrženy určité přesné postupy pro sušení, mletí a homogenizaci vzorků. Způsob úpravy reálných vzorků musí být totožný s postupy, které byly použity při tvorbě kalibračních modelů.

Vzorky půd se suší při laboratorní teplotě.

Vzorky půd se deaglomerují na laboratorním mlýnku pro zeminy s výstupní velikostí částic 2 mm.

Upravené vzorky se před vlastním měřením důkladně promíchají, aby bylo dosaženo maximální homogenity vzorků.

5 Pracovní postup

Z dostatečně rozsáhlého souboru měřených vzorků se vytvoří kalibrační rovnice (model), který kvantifikuje vztah mezi informací NIR absorpce a hodnotou stanovenou laboratorní referenční metodou. Pro vytvoření vhodného NIR kalibračního modelu je potřeba měření nejméně 60 vzorků.

Vyhodnocování výsledků neznámých vzorků pro danou matici a parametr se provádí softwarově s použitím matematických a statistických postupů aplikovaných na vytvořené příslušné kalibrační modely.


K vyhodnocování získaných spektrálních dat se používá vhodný vyhodnocovací software. Naměřená NIR spektra jsou v tomto programu uložena a následně je možné k jednotlivým vzorkům přiřadit laboratorní referenční hodnoty.

Kalibrace

Kalibrace jsou zpracovány vhodnou regresní metodou, např. PLS. Dále jsou používány různé matematické úpravy snímaných spekter, jako např. derivace, korekce rozptylu záření SNV a výběr vhodných vlnových délek tak, aby byly získány co nejvyšší kvalita regresní charakteristiky kalibračního modelu.

Validace a ověření kalibračního modelu

Ke kontrole kalibračního modelu a ověření predikční schopnosti daného modelu se používá metoda příčné validace (cross validation), která poskytuje optimální počet latentních proměnných (hlavních komponent).

	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř	Strana	3
	Jednotné pracovní postupy – analýza půd	Vydání	1
	30980.2– Stanovení obsahu C _{OX} , C _{TOT} , N _{TOT} a glomalinu metodou NIRS	Revize	0

Predikční schopnosti vytvořených kalibračních modelů se ověří porovnáním laboratorní referenční metody a NIR metody na testovaných vzorcích, které nejsou zahrnuty do vývoje kalibračního modelu. Predikci neznámých vzorků, které nejsou součástí kalibračního modelu, je nutné provádět v souladu s validačními parametry stanovenými pro danou metodu.

Měření vzorků na NIR spektrometru

Před měřením vzorků se přístroj nastaví podle doporučení výrobce. NIR spektra upravených vzorků se snímají v křemenných kyvetách o průměru např. (2 – 5) cm.

Upravený a dokonale promíchaný vzorek se rovnoměrně nadávkuje do měřicí kyvety v takovém množství, aby bylo možné kyvetu uzavřít. Vzorek se musí nadávkovat tak, aby pokrýval celou plochu kyvety a aby se neobjevovaly vzduchové mezery mezi částmi vzorku, které by mohly negativně ovlivnit správnost měření. Takto nadávkový vzorek se umístí do měřicí části přístroje a nasnímá se jeho NIR spektrum.

Všechna NIR měření se provádějí v režimu reflektance. Každý vzorek se měří dvakrát (ve dvou kyvetách).

Výsledky stanovení se uvádějí v % nebo mg/g.

Poznámky

1 *Neznámé vzorky se měří nejméně ve 2 paralelních stanoveních. Pokud hodnota paralelního stanovení překročí opakovatelnost metody NIR spektroskopie uvedenou v tabulce 1, je nutné měření opakovat.*

6 Opakovatelnost

Tabulka 1. Opakovatelnost měření.

Půda – minerální horizont		Půda – organický horizont	
Parametr	Opakovatelnost	Parametr	Opakovatelnost
C _{OX}	1,00 (%)	C _{OX}	4,20 (%)
C _{TOT}	1,10 (%)	C _{TOT}	4,50 (%)
N _{TOT}	0,10 (%)	N _{TOT}	0,20 (%)
Glomalin	0,80 (mg/g)	Glomalin	5,50 (mg/g)

Legenda: % – koncentrace sledovaného parametru v abs. %.

7 Literatura

1 ČSN EN ISO 17184 Kvalita půdy – Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS), ÚNMZ, 2014.